INSTRUCTIONS







Bite White




READY 2 USE

Instructions Quick Reference Chart (page 3)

	0	2	3
NL	Poets het gebit grondig	Scheur de folieverpakking open	Breng de bleeklepel aan in de mond
D	Das Gebiss gründlich putzen	Reißen Sie die Folienverpackung auf	Den Bleichlöffel im Mund anbringen
F	Lavez-vous soigneusement les dents	Déchirez le film d'emballage pour l'ouvrir	Insérez la gouttière de blanchiment dans la bouche
(GB)	Brush your teeth thoroughly	Tear open the foil packaging	Insert the bleaching tray into your mouth
	Lavarsi bene i denti	Rompere la pellicola della confezione	Inserire la mascherina sulla apposita arcata
E	Cepíllese los dientes a fondo	Abra la lámina protectora	Coloque la cubeta de blanqueamiento en la boca
HR	Temeljito operite zube	Otvorite folijsko pakovanje	Umetnite udlagu sa sredstvom za izbjeljivanje u usta
DK	Børst tænderne grundigt	Riv folieindpakningen åben	Sæt blegeskeen på tænderne
H	Mossa meg alaposan a fogát	Tépje fel a fóliacsomagolást	Helyezze a fehérítőtálcát a szájába
PL	Zęby należy dokładnie umyć	Opakowanie foliowe należy rozerwać	Wprowadź łyżeczkę wybielającą do jamy ustnej
P	Escove muito bem os dentes	Rasgue a embalagem de plástico para abrir	Introduza o molde de branqueamento na boca
S	Borsta tänderna noga	Riv upp plastförpackningen	För blekningsskenan mot tänderna
TR	Dişlerinizi iyice fırçalayın	Film ambalajını yırtarak açınız	Diş kalıbını ağızınızın içerisine yerleştirin
GR	Βουρτσίστε πολύ καλά τα δόντια	Ανοίξτε σχίζοντας την προστατευτική μεμβράνη	Βάλτε το δισκάριο λεύκανσης στο στόμα
RUS	Тщательно почистьте зубы	Чтобы открыть упаковку, разорвите пленку	Наденьте каппу для отбеливания на зубы
CN	将牙齿彻底刷一遍	撕开包装薄膜。	将漂白牙套放入口腔
KOR	치아를 구석구석 잘 닦는다.	알루미늄 호일 포장을 찢어 개봉한다.	미백트레이를 입에 끼운다.
SA	نظف أسنانك جيداً بالفرشة	مزق غشاء التعبئة لفتحه.	ضبع ملعقة خزل اللون في الفم





	Instructions Quick Reference Chart (page 3) 6			Extended nstructions see page
NL	Bleek gedurende minimaal 1 uur	Spoel de mond met water	Wacht tenminste een 0,5 uur en poets dan voorzichtig de tanden	4
D	Mindestens 1 Stunde bleichen	Den Mund mit Wasser ausspülen	Mindestens eine halbe Stunde warten und dann die Zähne vorsichtig putzen	5
F	Laissez agir pendant au moins 1 heure	Rincez-vous la bouche à l'eau	Attendez au moins ½ heure avant de vous laver les dents délicatement	6
GB	Bleach for at least one hour	Rinse your mouth with water	Wait at least 30 minutes and then brush your teeth carefully	7
	Lasciare agire per almeno 1 ora	Risciacquare la bocca con acqua	Attendere almeno mezzora e lavarsi i denti con delicatezza	8
E	Blanquee los dientes al menos durante 1 hora	Enjuáguese la boca con agua	Espere al menos 0,5 hora y cepíllese los dientes suavemente	9
HR	Trajanja postupka izbjeljivanja: minimalno sat vremena	Isperite usta vodom	Pričekajte najmanje pola sata, onda oprezno operite zube	10
DK	Bleg i minimum 1 time	Skyl munden med vand	Vent mindst 0,5 time og børst nu tænderne forsigtigt	11
$oldsymbol{H}$	Legalább 1 óráig fehérítse a fogát	Öblítse ki a száját vízzel	Várjon legalább fél órát, majd óvatosan mossa meg a fogát	12
PL	Zęby należy wybielać przez przynajmniej 1 godzinę	Spłukać jamę ustną wodą	Należy odczekać przynajmniej 0,5 godziny, po czym ostrożnie umyć zęby	13
P	O tempo de embranquecimento deve ser no mínimo 1 hora	Enxague a boca com água	Espere no mínimo meia hora e escove cuidadosamente os seus dentes	14
S	Blek tänderna under minst 1 timme	Skölj munnen med vatten	Vänta i minst en halvtimme och borsta sedan tänderna försiktigt	15
TR	Diş beyazlatma işlemini en az bir saat sürdürün	Ağızınızı su ile çalkalayın	En az yarım saat bekledikten sonra dikkatlice dişlerinizi fırçalayın	16
GR	Λευκάνετε επί 1 ώρα τουλάχιστον	Ξεπλύνετε το στόμα με νερό	Περιμένετε επί μισή ώρα τουλάχιστον και βουρτσίστε έπειτα προσεχτικά τα δόντι	α 17
RUS	Процедуру отбеливания продолжать не менее 1 часа	Прополощите рот водой	По истечении не менее получаса осторожно почистьте зубы	18
CN	持续漂白至少1小时	用水漱口	等候至少半小时,然后小心地刷牙	19
KOR	미백이 진행되기까지 적어도1시간 이상 기다린다.	물로 입을 헹군다.	30분 이상 기다린 후 조심스럽게 양치질을 한다.	20
SA	اخزل اللون لمدة لا تقل عن ساعة	اشطف الفم بالماء	انتظر نصف ساعة على الأقل ثم نظف أسنانك بحرص بالفرشة	21
















DESCRIPTION

Dans Cavex Bite&White Ready 2 Use, l'agent de blanchiment est le peroxyde d'hydrogène. Il est en partie ajouté sous forme de peroxyde de carbamide nour obtenir une stabilité suffisante du produit. Le peroxyde de carbamide se dissout rapidement en radicaux d'oxygène et en eau. Au cours du processus de blanchiment, les radicaux libres attaquent les doubles liaisons de carbone, qui constituent généralement la source de la décoloration des dents

EMBALLAGE

■ Cavex Bite&White Ready 2 Use, 6 gouttières de blanchiment pré-remplies emballées sous vide.

COMPOSITION

Composants actifs :

- 6 % Peroxyde d'hydrogène (en partie sous forme de peroxyde de carbamide)
- 0.2 % Nitrate de potassium

INDICATIONS D'UTILISATION

Cavex Bite&White Ready 2 Use est un gel pour blanchir les dents, qui blanchit la couleur des dents naturelles. Cavex Bite&White Ready 2 Use ne peut être fourni que sur prescription d'un dentiste. Pour éviter tout problème de bouche ou de santé, une consultation auprès d'un dentiste qualifié avant chaque traitement de blanchiment est recommandée

CONTRE-INDICATIONS

Dans les cas suivants, il est recommandé de consulter un médecin :

- les femmes enceintes et femmes qui allaitent:
- les personnes suivant un traitement pour une maladie grave ;
- les enfants de moins de 18 ans.

PROCÉDURE CLINIQUE

- Enregistrez la teinte initiale, évaluez la santé actuelle de la dentition et assurez-vous que les attentes du patient à l'égard du résultat final soient réalistes.
- Des restaurations provisoires ou temporaires des dents peuvent se décolorer durant le

- processus de blanchiment, mais un matériau composite ou polycarbonate ne sera pas influencé. C'est pourquoi les patients avant subi des restaurations composites doivent être informés du fait que les composites existants devront peut-être remplacés. étant donné que seules les dents naturelles deviennent plus blanches.
- Chez les patients qui ont besoin d'une restauration esthétique ou adhésive, attendez

 En cas de contact avec un vêtement, la 2 semaines après le dernier traitement de blanchiment, pour permettre à la couleur de se stabiliser. Toutes les restaurations doivent être intactes ou correctement scellées avec les matériaux temporaires adéquats.
- L'utilisation d'un dentifrice pour dents sensibles, 2 semaines avant et 2 semaines après le traitement, doit être conseillée.
- Vous devez toujours prévenir le patient de la sensibilité des dents ou d'une gencive irritée durant le traitement. La gencive qui entre en contact avec le produit peut devenir rouge ou blanche, mais retrouvera une couleur normale au bout de quelques jours.
- Pour éviter une irritation des tissus mous. conseillez au patient d'essuver le gel superflu au bord de la gencive et de se rincer la bouche soigneusement après le traitement.
- Le patient doit s'abstenir de manger, boire et fumer durant au moins 30 minutes après chaque traitement.
- Demandez au patient de stopper le traitement et de vous contacter immédiatement en cas de problème
- La couleur est définitive environ 1 semaine après la fin du traitement.

AVERTISSEMENTS

- Contient du peroxyde d'hydrogène.
- Éviter le contact avec les veux.
- Ne pas laisser à la portée des enfants.
- Ne pas utiliser sur des dents hypersensibles. Ne pas manger, boire ou fumer durant le port des gouttières.
- Nocif en cas d'ingestion.

INSTRUCTIONS PREMIERS SECOURS

- Lorsqu'une grande quantité a été avalée : boire immédiatement de l'eau, ne pas provoquer de vomissements et consulter un médecin
- En cas de contact du gel avec les veux : rincer l'œil à l'eau durant au moins 15 minutes sans interruption en écartant bien les paupières et consulter un médecin.
- neau ou les cheveux : enlever le vêtement souillé et rincer la peau ou les cheveux à l'eau courante

EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES

L'utilisation de Cavex Bite&White Ready 2 Use peut s'accompagner d'effets indésirables qui peuvent être les suivants (cette liste n'étant pas exhaustive) :

Sensibilité

Durant le traitement, certains patients peuvent ressentir une sensibilité accrue des dents au froid ; d'autres peuvent ressentir une sensibilité non spécifique des dents, des gencives, de la lanque, des lèvres ou de la gorge. D'une façon générale, les symptômes doivent disparaître quelques jours après la fin du traitement. Le traitement peut être continué par des applications plus courtes, moins fréquentes, jusqu'à ce que l'effet de blanchiment désiré soit atteint. Si les inconvénients persistent, le traitement doit être cessé.

Irritation de la gencive

Les gouttières qui s'étendent jusqu'à la gencive peuvent provoquer une irritation modérée à sérieuse des tissus mous

CONSEIL DE CONSERVATION

- Conserver au réfrigérateur (< 8°C)
- Ne pas utiliser le produit après expiration de la date limite d'utilisation.

ÉVACUATION

 Évacuer le produit conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.

Your impression is our concern Fabriqué aux Pavs-Bas

Les conseils que nous vous donnons verbalement ou par écrit dans le cadre de notre assistance technique et de nos essais n'engagent pas notre responsabilité - même en ce qui concerne d'éventuels droits de tiers en matière de propriété industrielle - et ne vous dispensent pas de la nécessité de vérifier par des essais pratiques si nos produits conviennent aux procédés et applications que vous envisagez.

L'utilisation. la mise en oeuvre et la transformation des produits fournis échappent à notre contrôle et relèvent, dès lors, exclusivement de votre responsabilité. Si notre responsabilité devait néanmoins se trouver engagée, elle se limiterait, pour tous les dommages, à la valeur de la marchandise fournie par nous et mise en oeuvre par vos soins. Bien entendu, nous garantissons la qualité irréprochable de nos produits dans le cadre de nos conditions générales de vente et de livraison.