



**EMD** System  
flex

Spécialiste de la maintenance des instruments rotatifs

## Une nouvelle gamme de turbines et contre-angles qui garantit la fiabilité et la performance en clinique au quotidien



### Meilleur Grip

- Prise en main sûre, même après une utilisation prolongée
- Le traitement de la surface assure un entretien facile



### LED Direct

Visibilité optimale dans une grande zone de travail (25 000 LUX)



### Roulements en céramique

Développés en Allemagne  
Conception qui permet un fonctionnement silencieux, une puissance constante et garantie dans le temps



### Refroidissement par pulvérisation

4 sorties de spray orientées vers la fraise : refroidissement constant et sûr

# CONTRE-ANGLES\*\*

**350€\***



**EMD Flexy - 1:1 avec lumière**

Ref. 15400

**450€\***



**EMD Flexy - 1:5 avec lumière**

Ref. 15401

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EMD Flexy - 1:1 avec lumière	EMD Flexy - 1:5 avec lumière
LUMIÈRE	Oui / LED (25.000 LUX)	Oui / LED (25.000 LUX)
CORPS	Inox	Inox
CONNEXION	1:1	1:5
SPRAY	4	4
MESURE DE LA TÊTE	Φ10.0 x H14.6mm	Φ10.7 x H13.35mm
VITESSE	Max 40.000 tr/min	Max 200.000 tr/min
ROULEMENT	Céramique	Céramique
SYSTÈME CLEAN HEAD	Oui	Oui
STÉRILISATION	Autoclave max 135°C	Autoclave max 135°C
DÉSINFECTION THERMIQUE	Oui	Oui
GARANTIE	1 an	1 an
CLASSE DM	IIA	IIA