

CuringPen*



LAMPE À PHOTOPOLYMÉRISER 4 LEDS

259€**



PARAMÈTRES TECHNIQUES

- **Dimension** : 24*21*230(mm)
- **Poids net** : 109g
- **Taille de la lentille** : 11mm
- **Source électrique** : >1200x, 3 Sec
Intensité lumineuse max

Référence : CPEN

*CuringPen un dispositif médical de classe I fabriqué par Changzou Sifary Medical Technology Co., Ltd. C'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires Pred.

**Tarif TTC

INTENSITÉ LUMINEUSE

1000 mw/cm², 1500 mw/cm², 2300 mw/cm² 600 mw/cm² (mode de détection)

La puce de contrôle intelligente maintient le flux lumineux constant



CARACTÉRISTIQUES

Tête rotative à 360°




Affichage numérique de l'intensité



Option de durcissement multiples


Mode Ramp



Mode Pulse



Détection de caries



LONGUEUR D'ONDE

385-515nm

3 LED bleues, 1 violette, 10w

