



Nouveau !

TempoCemID

Il se démarque en passant inaperçu.



Invisible pour tous sauf pour vous.

TempoCemID offre des performances remarquables en s'intégrant harmonieusement. Ce ciment provisoire esthétique est invisible quand vous le souhaitez, et détectable quand c'est nécessaire.

Invisible sous la restauration : Formulé pour une transparence optimale, TempoCemID n'aura jamais d'effet sur la teinte de votre restauration temporaire, ce qui en fait un choix idéal pour les restaurations postérieures comme antérieures.

Détectable afin d'éliminer facilement le matériau en excès : Contrairement à d'autres ciments provisoires esthétiques, l'excédent de TempoCemID se détecte facilement (même en dessous de la limite gingivale) et il est souvent possible de l'éliminer en une seule fois. TempoCemID sans eugénol s'écoule et se mélange facilement, ne colle pas aux instruments et est indiqué pour des restaurations provisoires durables.

Vos soucis esthétiques disparaissent sous vos yeux avec TempoCemID.

Indications

Collage provisoire et semi-permanent de couronnes, de bridges, d'inlays et onlays temporaires. Collage provisoire et semi-permanent de prothèses temporaires implanto-portées. Collage provisoire de facettes temporaires.

APERÇU DU PRODUIT

TempoCemID

Conditionnement :

1	Smartmix-Syringe de 5 ml	
10	Smartmix-Tips	REF 213200

Notre distributeur exclusif en France :
Tél. : 01.41.98.34.00 - www.pred.fr



DMG

Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH

Elbgaustraße 248 22547 Hamburg Germany
Fon: +49. (0) 40. 84 006-0 Fax: +49. (0) 40. 84 006-222
info@dmg-dental.com www.dmg-dental.com
www.facebook.com/dmgdental

Bonnes raisons :

- Invisible sous la restauration, et pourtant détectable pour éliminer le matériau en excès
- Une magnifique esthétique grâce à une transparence optimale
- Élimination facile et en une seule fois du matériau en excès
- Adhérence optimale avec facilité d'élimination
- Sans eugénol
- Excellente facilité d'utilisation, ne colle pas aux instruments
- S'écoule et se mélange facilement
- Parfait pour des restaurations durables

