

# QuickmatFIT

matrices sectionnelles  
anatomiques améliorées

*nouveau!*

un contour  
naturel précis

## Avantages

Courbure naturelle améliorée :  
la matrice profilée en 3D  
garantit des restaurations  
anatomiques précises

Trois formes anatomiques pour  
tous les types de restaurations  
postérieures de classe II

Particulièrement indiquée en  
cas d'espaces interproximaux  
larges et de grandes cavités

Facile à manipuler, les  
languettes de positionnement  
facilitent et accélèrent  
l'insertion et le retrait de  
la matrice

Solution gain de temps.  
Les anatomies restaurées  
nécessitent moins d'étapes  
de finition

Mince, rigide mais brunissable

sectional  
matrix



**polydentia**  
swiss manufacture 





**nouveau!**

# QuickmatFIT

## matrices sectionnelles anatomiques améliorées

un contour naturel précis

### Testimonial



*“En matière de matrices, nous sommes confrontés à deux impératifs difficilement conciliables : accéder et sceller les marges profondes tout en créant un profil d'émergence et une surface proximale anatomiques. A cet égard, les matrices sectionnelles QuickmatFIT de Polydentia combinent l'haute rigidité de l'acier avec un profil tridimensionnel unique, apportant une solution facile à un certain nombre de situations cliniques difficiles.”*


Dr. David Gerdolle, Suisse



Images : avec l'aimable autorisation du Dr. David Gerdolle



en savoir plus



Le choix d'une matrice capable d'imiter ou de reproduire la morphologie et la courbure originales de la dent est la première étape d'une restauration esthétique et fonctionnelle réussie.



Vue latérale de la restauration avant la finition et le polissage illustrant la reconstruction morphologique précise assurée par les matrices QuickmatFIT

### Comparaison - Adaptation de la matrice sur le modèle dentaire



**LumiContrast** - matrice sectionnelle indiquée en cas de espaces interproximaux et de cavités standard



**QuickmatFIT** - matrice sectionnelle anatomique indiquée en cas de espaces interproximaux larges et de grandes cavités

Les QuickmatFIT sont des matrices sectionnelles anatomiques améliorées en acier inoxydable, disponibles en 0,04 mm d'épaisseur et en trois formes anatomiques pour tous les types de restaurations postérieures de classe II. Elles sont particulièrement indiquées pour les espaces interproximaux larges et les grandes cavités.

Faciles à manipuler grâce à leurs languettes de positionnement, les QuickmatFIT présentent un bord occlusal roulé pour faciliter la restauration de la crête marginale.

La courbure accentuée de QuickmatFIT épouse parfaitement la dent pour une meilleure adaptation et une meilleure stabilité ( par rapport à d'autres matrices Polydentia ), aidant ainsi à obtenir la bonne forme anatomique de la restauration.

- QuickmatFIT matrices sectionnelles anatomiques - REF 5805**  
Prémolaires 0.04mm, 50 pcs
- QuickmatFIT matrices sectionnelles anatomiques - REF 5806**  
Molaires 0.04mm, 50 pcs
- QuickmatFIT matrices sectionnelles anatomiques - REF 5846**  
Molar deep 0.04mm, 25 pcs
- QuickmatFIT matrices sectionnelles anatomiques - REF 5835**  
Premolar 0.04mm, 100 pcs
- QuickmatFIT matrices sectionnelles anatomiques - REF 5836**  
Molar 0.04mm, 100 pcs
- QuickmatFIT matrices sectionnelles anatomiques - REF 5856**  
Molar deep 0.04mm, 50 pcs

