


DESRIPTIF DE L'ÉTIQUETTE ARAGÓ



SUTURES ARAGÓ

Résorbables - Non Résorbables

- 01 Soie tressée
- 02 Supolene
- 03 Terylène
- 04 Norefil
- 05 Nylon monofilament
- 06 Supramid
- 07 P.G.A. normal
- 08 P.G.A. rapide
- 09 Poliglecaprone



Notre service clients est à votre écoute :

- ☎ 01.41.98.34.00
- ✉ info@pred.fr
- 🌐 www.pred.fr
- 📍 79 Avenue Aristide Briand, 94118 Arcueil Cedex

V1-2021



SUTURES NON RÉSORBABLES

SUTURES RÉSORBABLES

SOIE TRESSÉE

Soie naturelle tressée - Noir

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 1/2 cercle - Corps Triangulaire						
4/0	15 mm	75 cm	36	6190	96836	112 €
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
5/0	16 mm	75 cm	12	6125	96811	34 €
4/0	12 mm	75 cm	36	6123	96844	112 €
4/0	16 mm	75 cm	36	6126	96860	112 €
4/0	19 mm	75 cm	36	6132	96838	112 €
3/0	16 mm	75 cm	36	6127	96846	112 €
3/0	19 mm	75 cm	36	6133	96837	112 €
2/0	16 mm	75 cm	36	6128	96835	112 €



NOREFIL

Monofilament de polyfluorure de vinylidène - Bleu

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
6/0	12 mm	75 cm	36	39001	96867	138 €



NYLON MONOFILAMENT

Polyamide monofilament

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
6/0	12 mm	75 cm	36	20038	96865	117 €
6/0	16 mm	75 cm	36	20069	96866	122 €
4/0	19 mm	75 cm	36	19040	96848	117 €
4/0	16 mm	75 cm	36	20042	96857	122 €
5/0	16 mm	75 cm	36	20041	96872	117 €
Aiguille 1/2 cercle - Corps Triangulaire						
5/0	15 mm	75 cm	36	20017	96847	117 €
Aiguille 3/8 cercle - Pointe précision						
5/0	13 mm	45 cm	36	20370	96858	117 €



SUPOLENE

Fibres en polyester biocompatible imprégnées de Téflon - VERT

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 1/2 cercle - Corps Triangulaire						
5/0	15 mm	75 cm	36	30128	96841	143 €
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
3/0	19 mm	75 cm	36	30047	96840	143 €
Aiguille 3/8 cercle - Corps Cylindrique - POINTE TROCART						
3/0	18 mm	75 cm	36	30363	96852	148 €



TERYLÈNE

Fibres en polyester biocompatibles imprégnées de silicone - Vert

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
4/0	16 mm	75 cm	36	29239	96861	143 €
4/0	19 mm	75 cm	36	29047	96862	143 €
Aiguille 1/2 cercle - Corps Cylindrique - POINTE TROCART						
4/0	18 mm	75 cm	36	29304	96863	148 €
Aiguille 3/8 cercle - Corps Cylindrique - POINTE TROCART						
4/0	18 mm	75 cm	36	29450	96864	148 €




Tarifs TTC valable jusqu'au 31/12/2021

P.G.A. NORMAL

Acide polyglycolique tressé enduit - Violet

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
3/0	16 mm	70 cm	12	38076	96805	92 €
4/0	16 mm	70 cm	12	38162	96856	92 €
5/0	12 mm	70 cm	12	38185	96859	92 €
5/0	16 mm	70 cm	12	38160	96868	92 €



Résistance à la traction
14 / 16 jours
Résorption 90 jours

P.G.A. RAPIDE

Acide polyglycolique tressé enduit - Incolore

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
6/0	11 mm	70 cm	12	42239	96873	102 €
5/0	12 mm	70 cm	12	42019	96810	102 €
5/0	16 mm	45 cm	12	42215	96874	102 €
4/0	16 mm	70 cm	12	42136	96869	102 €
4/0	19 mm	70 cm	12	42001	96809	102 €
3/0	19 mm	70 cm	12	42150	96824	102 €

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 3/8 cercle - Corps Cylindrique - Pointe Trocart						
4/0	18 mm	70 cm	12	42128	96827	122 €
3/0	18 mm	70 cm	12	42158	96855	122 €

Résistance à la traction
5 / 7 jours
Résorption 40 jours




POLYGLECAPRONE

Monofilament d'acide polyglycolique et caprolactone

Fil	Aiguille	Longueur du fil	Nb par boîte	Code Arago	Ref PRED	Prix TTC
Aiguille 1/2 cercle - Corps Cylindrique						
5/0	13 mm	70 cm	12	47002	96870	102 €
Aiguille 3/8 cercle - Corps Triangulaire						
4/0	19 mm	70 cm	12	47068	96871	102 €
5/0	16 mm	45 cm	12	48003	86875 *	102 €

* Incolore



Résistance à la traction
7 / 14 jours
Résorption 90/110 jours

Dispositif médical de Classe III fabriqué par LABORATORIO ARAGO
C'est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (Organisme Certificateur CE 0318)
Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice.
Produit non remboursable au titre de la LPPR

ÉPONGES HÉMOSTATIQUES

Référence	Désignation	Prix
10006	ASBAGEN Boîte de 6 blisters de 10 compresses sous emballage individuel 1 X 1 X 0,5 cm	115 €
100000	MEDICIPO Boîte de 10 compresses collagènes XS - 2,2 X 2,7 cm Épaisseur 0,5mm Origine porcine Résorption 2 semaines Hémostase primaire secondaire	83 €

Dispositif médical de classe III. Asbagen est proposé en chirurgie dentaire comme adjuvant dans les hémorragies capillaires. Indication dans la chirurgie alvéolaire et pour les extractions dentaires. Asbagen est indiqué pour les patients ayant des troubles de la coagulation. C'est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (Organisme Certificateur CE 0459). Fabricant : La maison Dentaire SA. Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice.

Dispositif médical de classe III. Indications : pansement stérile pour les plaies de grande surface ou dues à des lésions tissulaires plus profondes, les défauts tissulaires post-opératoires, des plaies chroniques, des ulcères d'origine diverse et des cavités. C'est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (Organisme Certificateur CE 0481). Fabricant : Medichema GmbH. Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice.

Tarifs TTC valable jusqu'au 31/12/2021

Dispositif médical de Classe IIb fabriqué par LABORATORIO ARAGO
C'est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE (Organisme Certificateur CE 0318)
Usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice.
Produit non remboursable au titre de la LPPR.