

Nouvelle Gamme



PRED
LABORATOIRES

NOTRE LIGNE NOTRE ADN




PREDCORE¹

Matériau composite dual de reconstitution coronoradiculaire

- Composite acrylique
- **Sans bisphénol A** ni ses dérivés
- Propriétés mécaniques accrues (résistance à la compression élevée, stabilité)
- Active Connect Technology (Liaison adhésive sûre pour des restaurations durables)
- **Consistance comparable à la dentine** : facilite le fraisage
- Application simple : réduction du temps de travail, durcissement rapide



Teinte Dentine



1 x 25 ml

Cartouches

20 embouts mélangeurs jaunes
20 embouts intra-oraux



2 x 5 ml

Seringue

20 embouts mélangeurs marrons
10 embouts intra-oraux
10 embouts endo



À utiliser avec
son imprégneur

PREDPOST⁺2

Micro-tenons fibrés fasciculés

- Micro-tenons de $\varnothing$ 0.3mm
- Tenon anatomique et déformable qui permet de suivre les courbes naturelles des racines
- **Sans alésage supplémentaire**
- Renforcement homogène de toute la reconstitution coronaire
- Résistance à l'arrachement 2 fois plus élevée
- Résistante à la flexion supérieure de 16 % comparé à un tenon classique
- Plusieurs tailles disponibles : **6 brins, 9 brins, 12 brins**



PREDPOSTST2

Système de tenons fibrés / Simple conicité

- Hautement biocompatible : Sans-époxy, sans agents démoulants, **sans bis-GMA**
- Haute résistance à la fatigue : 5 millions de cycles sans délamination - **Retrait facile du tenon par fraisage**
- Translucide et très haute conductivité de la lumière
- Plusieurs tailles disponibles : **1.0, 1.2, 1.35, 1.5**

À utiliser avec
un alésoir




PREDTEMP³

Matériau composite pour les restaurations provisoires : Couronnes, bridges et facettes


- Résine bisacryl esthétique et stable
- **Sans bisphénol A** ni ses dérivés
- Résistant à la rupture
- **Rebasage facile**



A1, A2, A3, A3,5



1 x 50 ml
Cartouches
15 embouts mélangeurs




A1, A2, A3


PREDCROWN⁴

Couronnes, bridges, inlays, onlays, overlays et facettes de longue durée

- Ester méthacrylique multifonctionnel
- **Sans méthacrylate de méthyle**
- Résistant à la flexion
- Résistant à la compression
- Hautement polissable
- **Faible montée en température** lors de la prise
- Reproductible
- Rendu esthétique naturel



1 x 50 ml
Cartouches
15 embouts mélangeurs bleu orange



PREDTEMP *Inlay*⁵

Composite pour inlay temporaire et obturation provisoire (inlay, onlay)

- Composite photopolymérisable
- Adaptation précise aux cavités
- **Maintien de l'étanchéité**
- Photopolymérisable
- Modelage précis du matériau avant durcissement (Ne colle pas durant la manipulation)
- **Désobturation facile en 1 seul bloc** (même en cas de préparations en contre-dépouille)
- Esthétique

1. Dispositif médical de classe IIa fabriqué par 4dentPro GmbH & co.KG. C'est un produit de santé réglementé, qui porte à ce titre le marquage CE. Produit à usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursé au titre de la LPPR
2. Dispositif médical de Classe IIa fabriqué par BIO COMPOSANTS MEDICAUX. Produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Usage professionnel dentaire. Produit non remboursable au titre de la LPPR.
3. Dispositif médical de classe IIa fabriqué par 4dentPro GmbH & co.KG. C'est un produit de santé réglementé, qui porte à ce titre le marquage CE. Produit à usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursé au titre de la LPPR
4. Dispositif médical classe IIa, fabriqué par First Scientific Dental Materials GmbH, c'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire uniquement. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires PRED. Lire attentivement la notice.
5. Dispositif médical de classe IIa fabriqué par Scientific Medical Products GmbH. C'est un produit de santé réglementé, qui porte à ce titre le marquage CE. Produit à usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursé au titre de la LPPR



Besoin d'informations ?

Vous pouvez nous contacter sur :



www.pred.fr



info@pred.fr



01 41 98 34 00



79 Avenue Aristide Briand, 94118 Arcueil