

Nouvelle Gamme



NOTRE LIGNE NOTRE ADN




PREDCORE¹

Matériau composite dual de reconstitution coronoradiculaire

- Composite acrylique
- **Sans bisphénol A** ni ses dérivés
- Propriétés mécaniques accrues (résistance à la compression élevée, stabilité)
- Active Connect Technology (Liaison adhésive sûre pour des restaurations durables)
- **Consistance comparable à la dentine** : facilite le fraisage
- Application simple : réduction du temps de travail, durcissement rapide



 Teinte Dentine



1 x 25 ml 1:1
Cartouche
20 embouts mélangeurs jaunes
20 embouts intra-oraux



2 x 5 ml
Seringues
20 embouts mélangeurs marrons
10 embouts intra-oraux
10 embouts endo



⚠
À utiliser avec
son imprégneur

PREDPOST⁺2

Micro-tenons fibrés fasciculés

- Micro-tenons de \varnothing 0.3mm
- Tenon anatomique et déformable qui permet de suivre les courbes naturelles des racines
- **Sans alésage supplémentaire**
- Renforcement homogène de toute la reconstitution coronaire
- Résistance à l'arrachement 2 fois plus élevée
- Résistance à la flexion supérieure de 16 % comparée à un tenon classique
- Plusieurs tailles disponibles : **6 brins, 9 brins, 12 brins**

PREDPOSTST2

Système de tenons fibrés / Simple conicité

- Hautement biocompatible : Sans-époxy, sans agents démoulants, **sans bis-GMA**
- Haute résistance à la fatigue : 5 millions de cycles sans délamination - **Retrait facile du tenon par fraisage**
- Translucide et très haute conductivité de la lumière
- Plusieurs tailles disponibles : **1.0, 1.2, 1.35, 1.5**




⚠
À utiliser avec
un alésoir

PREDTEMP³

Matériau composite pour les restaurations provisoires : couronnes, bridges et facettes

- Résine bisacryl esthétique et stable
- **Sans bisphénol A** ni ses dérivés
- Résistant à la rupture
- **Rebasage facile**




1 x 50 ml 10:1
Cartouche

15 embouts mélangeurs bleu orange



A1, A2, A3, A3,5




A1, A2, A3

PREDCROWN⁴

Couronnes, bridges, inlays, onlays, overlays et facettes de longue durée

- Ester méthacrylique multifonctionnel
- **Sans méthacrylate de méthyle**
- Résistant à la flexion
- Résistant à la compression
- Hautement polissable
- **Faible montée en température** lors de la prise
- Reproductible
- Rendu esthétique naturel



1 x 50 ml 10:1
Cartouche


15 embouts mélangeurs bleu orange



PREDTEMP *Inlay*⁵

Composite pour obturations provisoires (inlay et onlay)

- Composite photopolymérisable
- Adaptation précise aux cavités
- **Maintien de l'étanchéité**
- Modelage précis du matériau avant durcissement (Ne colle pas durant la manipulation)
- **Désobturation facile en 1 seul bloc** (même en cas de préparations en contre-dépouille)
- Esthétique




2x4 g
Seringues

PREDCLEAR⁶

Matériau d'enregistrement transparent à base de PVS pour clés d'injection

- **Transparence cristalline : visibilité totale** du champ opératoire pour un placement sans erreur
- **Photopolymérisation trans-matricielle** : permet de polymériser les matériaux directement à travers la clé
- **État de surface lisse : le composite moulé contre le silicone** sort avec **un brillant naturel**, réduisant le temps de polissage
- **Contrôle des bulles** et **stabilité dimensionnelle**



2 x 50ml 1:1
Cartouches
12 embouts mélangeurs verts

1. Dispositif médical de classe IIa fabriqué par 4dentPro GmbH & co.KG. C'est un produit de santé réglementé, qui porte à ce titre le marquage CE. Produit à usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursé au titre de la LPPR.
2. Dispositif médical de Classe IIa fabriqué par BIO COMPOSANTS MEDICAU. Produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Usage professionnel dentaire. Produit non remboursable au titre de la LPPR.
3. Dispositif médical de classe IIa fabriqué par 4dentPro GmbH & co.KG. C'est un produit de santé réglementé, qui porte à ce titre le marquage CE. Produit à usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursé au titre de la LPPR2.
4. Dispositif médical classe IIa, fabriqué par First Scientific Dental Materials GmbH, c'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire uniquement. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires PRED. Lire attentivement la notice.
5. Dispositif médical de classe IIa fabriqué par Scientific Medical Products GmbH. C'est un produit de santé réglementé, qui porte à ce titre le marquage CE. Produit à usage professionnel dentaire. Lire attentivement la notice. Produit non remboursé au titre de la LPPR.
6. Dispositif médical de classe IIa fabriqué par First Scientific Dental Materials GmbH, c'est un produit de santé réglementé portant le marquage CE. Usage professionnel dentaire uniquement. Produit non remboursable au titre de la LPPR. Distribué par les Laboratoires PRED. Lire attentivement la notice.



Besoin d'informations ?
Vous pouvez nous contacter

- www.pred.fr
- info@pred.fr
- 01 41 98 34 00
- 79 Avenue Aristide Briand, 94118 Arcueil